Технологическая карта учебного занятия

«Мы учимся, когда мы дело делаем, или как определить концентрацию гидроксида натрия»

по МДК.04.01 Методы химических и физико-химических анализов

ОПОП 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Фоминых Елены Николаевны,

преподавателя высшей квалификационной категории ГБПОУ ЧИК

Место: ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж», лаборатория химического анализа

Время: 9.00 – 10.30

Участники: обучающиеся колледжа – 10 человек

Цель:

• совершенствование обучающимися профессиональных умений проведения кислотного-основного титрования

Задачи:

- организовать выполнение обучающимися анализа по заданной методике в формате имитационного тренинга (демонстрационного испытания);
- инициировать ролевое «проживание» учебной деятельности в опциях «лаборант» и «эксперт»;
- содействовать проведению обучающимися рефлексивного анализа результатов выполненной работы на основе полученных данных и исполненных ролей

Прогнозируемые результаты: обучающиеся

- знают требования техники безопасности при выполнении соответствующих работ;
- умеют самостоятельно проводить подготовку к проведению анализа;
- выполняют кислотно-основное титрование в соответствии с методикой и техникой лабораторных работ;
- умеют обрабатывать полученные измерения;
- развивают аналитические умения посредством
 - самоанализа выполненной работы для устранения повторения ошибок в дальнейшей профессиональной деятельности,
 - экспертной оценки деятельности обучающегося, выполнявшего анализ.

Используемая технология: имитационный тренинг

Оснащение: лабораторная посуда, химические реактивы, лабораторные штативы, маркерная доска, маркеры



1

Ход:

N⁰	Время	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Прогнозируемый результат	Примечания
		1. Организаци	онно – мотивационный этап – до 10	мин.	
1.1	до 3 мин. 9.00 – 9.03	Приветствует студентов, озвучивает тему «Мы учимся, когда мы дело делаем, или как определить концентрацию гидроксида натрия» и формат предстоящей работы - «имитационный тренинг» Предлагает высказать предположения о том, что и как будет изучаться на занятии. Далее предлагает сформулировать цель практического занятия. Уточняет, кто и в чем тренируется (почему тренинг), предлагает сформулировать значение тренинга при отработке навыков.	Слушают приветствие педагога, реагируют, высказывают предложения по формулировке цели/результата занятия	Обучающиеся сформировали представление о предстоящей учебной деятельности на занятии, согласовывали свои представления о нем и его результативности с замыслом преподавателя, выразили готовность к взаимодействию	2
1.2	до 4 мин. 9.03 – 9.07	Задает теоретические вопросы, касающиеся предстоящего анализа.	Отвечают на вопросы преподавателя. Кратко знакомятся с методикой анализа	Обучающиеся актуализировали теоретические знания об анализе	Раздать методику выполнения анализа (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
1.3	до 3 мин. 9.07 – 9.10	Организует блиц-опрос (вопрос-ответ) между студентами по теме: опасности, с которыми лаборант может встретиться при выполнении анализа и которых он обязан избежать.	Одни студенты задают вопросы, другие отвечают. Надевают необходимые средства индивидуальной защиты.	Обучающиеся актуализировали материал по безопасной работе в химической лаборатории	



	2. Основной этап – до 70 мин.						
2.1	до 10 мин. 9.10 – 9.20	Предлагает обучающимся выполнить анализ в формате имитационного тренинга, в котором одна часть студентов будет выполнять анализ, а другая их оценивать. Предлагает сформировать 2 группы: • «лаборанты» • «эксперты» Знакомит с нормами каждой роли. Выделяет время: • «экспертам» - для ознакомления с оценочными листами, • «лаборантам» - для определения необходимой посуды, реактивов и оборудования • для вопросов (если они появляются по формату, нормам ролей и т.д.)	Делятся на 2 группы: «лаборанты» и «эксперты» и знакомятся с выданными материалами. «Эксперты» изучают оценочные листы. «Лаборанты» определяют необходимую для выполнения анализа посуду, реактивы, оборудование.	Обучающиеся «вжились» в роль: • «лаборанты» сформировали представление о предстоящей работе с фиксацией необходимых материалов • «Эксперты» сформировали представление о критериальной базе анализа и объектах наблюдения	раздать к методике выполнения анализа оценочные листы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и планшеты		
2.2	до 30 мин. 9.20- 9.50	Наблюдает за обучающимися и проводит независимую оценку их действий, фиксируя ошибки и недочёты. Следит за строгим соблюдением • техники безопасности • исполнением ролей и условий тренинга	«Лаборанты» подбирают посуду и выполняют анализ согласно методике в соответствии с требованиями техники безопасности. «Эксперты» наблюдают за «лаборантами» и проводят оценку выполнения анализа в соответствии с заданными критериями, фиксируя баллы в оценочных листах.	«Лаборанты» провели химический анализ «Эксперты» провели экспертизу и заполнили оценочные листы (до раздела обработка полученных данных)	убедиться, что в наличии: лабораторная посуда и оборудование, химические реактивы, методика выполнения анализа, оценочные листы, планшеты		



2.3	до 15 мин. 9.50 – 10.05	Продолжает наблюдение, избегает прямого вмешательства в процессы.	«Лаборанты» проводят обработку полученных измерений, заполняют протокол анализа и сдают его экспертам. «Эксперты» в своем кругу обсуждают типичные ошибки студентов-лаборантов при выполнении анализа; проверяют протоколы анализа. Один из «экспертов» чертит на доске обобщающую таблицу результатов	«Лаборанты» обработали полученные результаты «Эксперты» полностью заполнили оценочные листы, подсчитали количество баллов	убедиться, что в наличии протоколы анализа, калькуляторы, ручки приготовить маркерную доску
2.4	до 15 мин. 10.05 – 10.20	Организует представление результатов деятельности студентов в 2 этапа: • предлагает каждому студенту — «лаборанту» публично представить краткий самоанализ выполненной работы на предмет сходимости результата и сравнения его с требуемым значением; • предлагает студентам « экспертам» представить типичные ошибки студентовлаборантов.	«Лаборанты» фиксируют результаты анализа в таблице на доске, проводят сравнительный анализ результатов, озвучивая предполагаемые ошибки, если результат отличается от требуемого значения, либо от значения остальных студентовлаборантов. «Эксперты» выявляют типичные ошибки студентов-лаборантов при выполнении анализа. Один их экспертов представляет типичные ошибки в устной форме Важно!: Лаборанты анализируют результаты — цифры, и предполагают возможные ошибки, а эксперты представляют анализ типичных ошибок, которые допустили лаборанты. Ошибки должны совпасть.	Обобщены и визуально на одной плоскости представлены результаты работы. На основе анализа результатов «лаборантами» публично сформулированы возможные ошибки при выполнении анализа — содержательные и исполнительские (технические) Экспертами озвучены реальные (содержательные и исполнительские) типичные ошибки.	убедиться, что фиксации на маркерной доске полные и содержательные



	3. Аналитико – рефлексивный этап – до10 мин.					
3.1	до 5 мин. 10.20 – 10.25	Организует среди обучающихся самооценку эффективности деятельности на практическом занятии. При необходимости комментирует предложенный для ответа шаблон	Проводят рефлексию в заданном шаблоне, анализируя собственные действия, их качество и нацеленность на результат	Студенты определили свои эффективные действия, выделили самые целесообразные и профессиональные	раздать рефлексивные листы (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)	
3.2	до 5 мин. 10.25 – 10.30	Дает общую оценку работы обучающихся: • насколько соблюдены правила тренинга и качественно исполнены роли • насколько верно выполнен анализ (в соответствии с методикой выполнения) и озвучивает рекомендации. Благодарит за работу на занятии.	Слушают, реагируют, делают выводы	Студенты получили рекомендации для дальнейшей отработки профессиональных компетенций от «независимого эксперта»	5	

